

Petróleo

Petróleo

Estándar ISO 9030:
con tubos cónicos de 8" - TU 030
y tapones para tubos - PV 156

Aceites Lubricantes

Aceites Lubricantes

Estándares:
ASTM D91 con tubos cónicos de 8" - TU 030
ASTM D893 con tubos cónicos de 8" - TU 030
ASTM D2273 con tubos de traza de 8" - TU 056
ASTM 2711 con tubos cónicos de 8" - TU 030

Petróleo y derivados

Petróleo y derivados

Estándares:
ASTM D96 con:
tubos cónicos de 8" - TU 030
o tubos cónicos de 6" - TU 050
ASTM D4007 con:
tubos cónicos de 8" - TU 030
y tapones para tubos - PV 156

Biodiésel

Biodiésel

Estándar ASTM D2709:
con tubos de traza de 8" - TU 056

Combustible

Combustible

Estándares:
ASTM D1796 con tubos cónicos de 8" - TU 030
ASTM D2709 con tubos de traza de 8" - TU 056
ISO 3734 con tubos cónicos de 8" - TU 030

Barnices

Barnices

Estándar ASTM D1290:
con tubos cónicos de 8" - TU 030



Aplicaciones de la Serie Digtor 22 C