

# Dimensiones tubos / capacidades máx.

Centrífugas para APLICACIONES GENERALES												Centrífugas para APLICACIONES ESPECIALES					
Volumen muestra	Dim (mm) orientativas	Minicen	Microcen 24	Biocen 22	Biocen 22 R	Bioprocen 22 R	Unicen 21	Digicen 21/21 R	Consul 22/22 R	Digtor 22/22 R	Dilitcen 22 R	Magnus 22/22R	Serie Digtor 22 C	Lacter 21	Plasma 22	Citocentrífuga	Vetcen
Placas microtiter	128x86x15/21/45	-	-	-	-	4/2 (2)	-	6/4/2 (2)	12/8/4 (2)	12/8/4 (2)	12/8/4 (2)	12/8/4 (2)	-	-	-	-	-
Placas microtiter (h:80mm)	128x86x15/21/45/80	-	-	-	-	-	-	-	10/6/2/2 (2)	10/6/2/2 (2)	10/6/2/2(2)	10/6/2/2 (2)	-	-	-	-	-
Capilares	ø1,5x75	-	-	24	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Tiras PCR 0,2 ml.	ø6x21	2	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2-0,4 ml. / 0,5-0,6 ml.	ø6x45/ø8x30	16/12	10/10	32/24	32/24	72/72	28/28	72/72	144/144	144/144	144/144	144/144	-	-	-	-	-
1,5-2 ml.	ø11x42	12	10	24	24	72	28	72	144	144	144	144	-	-	-	-	6
5 ml.	ø13x75	-	12	-	8	6	32	32	72	104	168	104	-	-	-	-	-
5 ml. cónico/ tapón rosca	ø17x60/68	-	-	12/6	12/6	12/6	-	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ml. extr. sangre	ø13x82	-	12	-	8	6	32	32	48	104	104	104	-	-	8	-	-
7/10 ml. extr. sangre	ø13x107	-	10	-	8	6	32	32	48	104	104	104	-	-	-	-	-
10 ml.	ø13x100	-	10	-	8	6	32	32	72	104	168	104	-	-	-	-	-
10 ml. extr. sangre	ø16x107	-	10	-	8	6	32	32	48	72	104	72	-	-	-	-	-
10 ml. (hs) (1)	ø16x80	-	-	-	-	6	32	32	48	72	104	72	-	-	-	-	-
15 ml.	ø16x100	-	10	-	8	6	32	32	48	72	112	72	-	-	-	-	-
15 ml. cónico	ø17x122	-	8	-	8	6	32	32	28	52	76	52	-	-	-	-	-
30 ml. / 30 ml. (hs) (1)	ø25x98	-	-	-	-	6	6	8	20	24	40	24	-	-	-	-	-
50 ml.	ø34x100	-	-	-	-	-	6	6	8	16	24	16	-	-	-	-	-
50 ml. cónico	ø29x117	-	-	-	-	6	6	6	12	20	32	20	-	-	-	-	-
50 ml. (hs) (1)	ø29x108	-	-	-	-	6	6	6	12	20	32	20	-	-	-	-	-
80 ml.	ø44x100	-	-	-	-	-	4	4	6	8	12	8	-	-	-	-	-
80 ml. (hs)/ 85 ml. (hs) (1)	ø38x112	-	-	-	-	-	4	4	6	12	12	12	-	-	-	-	-
100 ml.	ø48x100	-	-	-	-	-	4	4	4	6	12	6	-	-	-	-	-
200 ml.	ø60x120	-	-	-	-	-	-	-	4	6	6	6	-	-	-	-	-
250 ml.	ø62x120	-	-	-	-	-	-	-	4	6	6	6	-	-	-	-	-
400 ml.	ø80x118	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-
500 ml.	ø90x120	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-
750 ml.	ø96x130	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-
1.000 ml.	ø110x122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Bolsas de sangre	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-
Citocontenedores	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
9/15 ml.	ø16x107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Butirómetros	ø25x212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
12,5 ml. finger	ø16x105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-
100 ml. 6° cónico	ø44-46x162-167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
100 ml. 8° cónico	ø36-38x195-203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
100 ml. pera	ø58-59x157-160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-

(1) Tubos para alta velocidad. (2) Admite diferentes configuraciones en función de la altura de las microplacas. (3) Consulte características de las bolsas.